



SOPORTE DE TANQUE DE OXÍGENO PARA CARRO DE PARO



INVENTARIO TÉCNICO

Nombre: SOPORTE DE TANQUE DE OXÍGENO PARA CARRO DE PARO

Modelo: S/M

Marca: ARMSTRONG MEDICAL

Referencia: AOB-1


Cantidad	Rack	Columna	Tramo
1	E	2	1

Manual de instalación:

INSTRUCTION SHEET

AOB-1 OXYGEN TANK BRACKET

1. No drilling required.
2. Mount transparent protective strip on inside of tank bracket. Start from the bottom of the bracket.
3. Assemble the tank bracket to the lower side of the cabinet with five (four if mounted in center) 1/4 - 20 x 5/8 self tapping screws.



Armstrong Medical Industries Inc.
575 Knightsbridge Parkway • Post Office Box 700 • Lincolnshire, IL 60069-0700
800/323-4220 • Local: 847/913-0101 • Fax: 847/913-0138
www.armstrongmedical.com

BYAM 252
REV -D